

Phospho-Mcl1-T163 Rabbit Pab J_ Wb, Elisa - Q07820

رصد نعل مقرر: CM0001711



مقدم

تادصتسملا ةددعت م ةداضم ماسجأ روفسوفلاب ةصاخ ةيب نرا ةينولكي لوب م ت T163. يف رفسفملا MCL1 فدهتست لغافتتو، ELISA و WB- ل اهتجالص نم ققحتلا ثا بآل ةيلاثم. يرأفل او يرشبلا MCL1 عم مدلا ناطرسو جمر بمل ايلخلل توم.

ديزملا فرع

لماعملا	ةميول
جت نمل م سا	Phospho-MCL1-T163 Rabbit pAb
راعتسم مس/اتاطحال م	TM; EAT; MCL1L; MCL1S; Mcl-1; BCL2L3; MCL1-ES; bcl2-L-3; mcl1/EAT; Phospho-MCL1-T163
عاونالا	ناسن
GeneID (يرشب)	4170
GeneID	4170
يعانملا دصتسملا	يرشبلا MCL1 نم T163 لوح رفسفم يعانص ديتبب يعانص ديتبب (NP_068779.1).
ردصملا	بنرا
ةئفلا	ةرسفم ةداضم ماسجأ
قيبطتلا	WB, ELISA
عطاقتملا لغافتلا	راف، ناسن
SWISS	Q07820
نيتوربال نزو	37kDa
نجلشلا	جلت سيك