

Phospho-Mdm2-S166 Rabbit Mab Q00987 - ازيلا رابتخاو (Ihc-P) ةيعانملا

مصنع ال مقرر: CM0001665



مقدم

يولع Phospho-MDM2-S166 Rabbit mAb فشتكي يرشب ال MDM2 ني تورب ديحتل هجو هنم ققحتل مت 166. ني ريسل دنع رفسفملا (IHC-P) ةيعانملا ازيلا رابتخاو عم عطاقتم لكشب لعافت ي؛ ازيلا رابتخاو p53-MDM2 روم ي فثحب لمعدي. ذرلاو رافل جمرمبملا ايلخل توم ميطنتو

ديزملا فرع

هم لعملا	هم يلا
جتنملا مسا	Phospho-MDM2-S166 Rabbit mAb
يرخا ءامسا/اتطاحالم	HDMX; LSKB; hdm2; ACTFS; Phospho-MDM2-S166
عونلا	يرشب
م (يرشبلا) نجل فرعم	4193
نجل فرعم	4193
يعانملا دصتسملا	يرشب ال MDM2 ني تورب نم 166 ني ريسل اب طيحم اياقب عم قفاوتي رفسفم يعانطصا ديحب: رفسفم يعانطصا ديحب
ردصملا	ب ر
ةفلا	ةرفسفم ةداضم ماسح
قيبطتلا	IHC-P, ELISA
عطاقتم لعافتلا	ذرلا، رافل، ناسنلا
SWISS	Q00987
ني تورب لل يئيزجلا نزولا	نوتلاد وليك 55
نحشلا	جلت سيك