

Phospho-Mef2C-S396 Rabbit Pab - Q06413

رخصن عل مقرر: CM0000617

مقدم

ل بنرأل نم لئاسنل اددعت مءاضم ماسجأ
Phospho-MEF2C (S396) WB و ELISA؛
~51kDa. دنع يرشب ال MEF2C فشكت
ف MEF2C ةرفسف ف ققحتلل ةيلاثم
نوكتو ، يبعصل روطتلاو ، خسنل ميظنت
تالضل.

[ديزل فرعا](#)

لماعل	تافصاومل
جتنملا مسا	Phospho-MEF2C-S396 Rabbit pAb
ةراعتسم ءامسأ/تاطحال م	NEDHSIL; DEL5q14.3; C5DELq14.3; Phospho-MEF2C-S396
عاونال	ناسن
GeneID (ناسن)	4208
GeneID	4208
دصتسملا	(NP_002388.2) يرشب ال MEF2C نم S396 لوح يغانطصا يروفسف ديتبب
ردصملا	بنرأ
ةئفلا	ةيروفسف ةاضم ماسجأ
قيبطتل	WB, ELISA
عطاقتل لعافتلا	ناسن
SWISS	Q06413
نيتوربل نزو	51kDa
حشلا	جلت سيك