

Phospho-Mek1-T286 Rabbit Pab - Q02750

رصدن عل مقرر: CM0001739



ةمدقم

MEK1-وفسوفال داضمة حص نم ققحتال مت و WB-ل بنرأل نم تادضتسمال ددعتم T286 يذرجالو يرأفلو يرشب ال MEK1 فشكي ELISA. ثاحبال يلاثم. T286 عقومال ي ف رفسفم ال. ةيودأل ريوطت تاقيبطتو MAPK/ERK راسم

ديزمال فرع

لماعمال	ةمقوال
جتنم ال مسا	Phospho-MEK1-T286 Rabbit pAb
راعتسم مس/اتاطحال م	MEL; CFC3; MEK1; MKK1; MAPKK1; PRKMK1; Phospho-MEK1-T286
عاونال	ناسن
GeneID (ناسن)	5604
GeneID	5604
دصتسمال	يرشب ال MEK1 نم T286 عقومال لوح يعانص يروفسوف ديتب (NP_002746.1)
ردصم ال	بنرأ
ةئفال	ةيروفسوف ةداضم ماسجأ
قيبطتال	WB, ELISA
عطاقتمال لعافتال	ذرج، رأف، ناسن
SWISS	Q02750
نيتوربال نزو	43kDa
نحشال	جلت سيك