

Phospho-Mek1/Mek2-S217/S221 Rabbit Mab J- Wb, Ip, Elisa - Q02750/P36507

رخصن عل مقرر: CM0000575



مقدم

دض بنرألا نم ةللسننلا ةيدأحأ ةداضم ماسجأ
Phospho-MEK1/MEK2 (Ser217/Ser221) مت
عم لعافتت WB, IP, ELISA. لاهنم ققحتل
تاراشإ ةساردل ةيلاثم. ذرلأ، رأفلأ، ناسنإلأ
MAPK/ERK.

ديزلأ فرعأ

لماعلأ	هميلأ
جتنمأ ماسأ	Phospho-MEK1/MEK2-S217/S221 Rabbit mAb
راعنسم ماس/اتاطأ م	MEK1/MEK2; Phospho-MEK1/MEK2-S217/S221
عاونألا	ناسنإلا
ماعأ (ناسنإلا)	5604/5605
ماعأ	5604/5605
دضتنسمأ	(NP_002746.1) يرشبألا MEK1/MEK2 نم S217 & S221 لوح يعانطصا يروفسف ديتبب
ردصمأ	بنرأ
ةئفأ	ةيروفسف ةداضم ماسجأ
قيبطتألا	WB, IP, ELISA
عطاقتل لعافتألا	ذرلأ، رأفلأ، ناسنإلا
SWISS	Q02750/P36507
نيتوربألا نزو	40kDa/43kDa/44kDa
نحشلأ	جلت سيك