

Phospho-Mek6-S207 Rabbit Pab - P52564

رخصن عل مقرر: CM0001787



ةمدقم

ةصاخ بنرأل نم لئاسنل ةددعت مةداضم ماسجأ
يرشب ال MEK6 فدهتست روفسوفلاب
ةبسانم و، 207 نيري سل دنع يروفسفل
ةعانمل او يعانمل ا خي طلتل اقا يبطتل
تانيع ي ف طبترم ال مي زنل اب يعانمل
داهجل ا تاراشل ا ا ب أ ل ا م. ناذرل او رشب ال
ن. كوتيسل او

ديزم ال فرع

لماعمل	ةم ي قل
جتنم ال مس	Phospho-MEK6-S207 Rabbit pAb
راعستسم س/ا/اطحال م	MEK6; MKK6; MAPKK6; PRKMK6; SAPKK3; SAPKK-3; Phospho-MEK6-S207
عاون ال	ناسن
GeneID (ناسن)	5608
GeneID	5608
دصتسم ال	يرشب ال MAP2K6 نم S207 ب. ةطيحم ال اياق بل ا عم قفاوتي روفسوفلاب صاخ دي تبب يعانص دي تبب
ردصم ال	بنرأ
ةئل ال	ة يروفس فةداضم ماسجأ
قيبطتل ال	WB, IF/ICC
عطاقتل لعافت ال	ذر. ناسن
SWISS	P52564
نيتوربل نزو	37kDa
نحشل	جلت سيك