

Phospho-MLKL-S441 Rabbit Pab J-J- Wb و Elisa - Q9D2Y4

رصدن عل مقرر: CM0000594



ةمدقم

نيري سل دن ع رفسفم لا رافلل MLKL ني تورب
يرشب لا هريظن عم آي لدابت لعافت ي و 441،
رخنن لا ثاحبأ ي في ELISA و WB- ل ل ب سانم . ذرل او
ايالخل تاومو جمر بمل

ديزل فرع

راي عم لا	ةم ي لا
جت نمل مسا	Phospho-MLKL-S441 Rabbit pAb
رخ آمس/اتاطح الم	9130019I15Rik; Phospho-MLKL-S441
عون لا	راف
م (يرشب لا) ج لا فرعم	197259
م (راف لا) ج لا فرعم	74568
يعانم لا دصتسم لا	(NP_001297542.1) رافلل MLKL ني تورب ل S441 لوح رفسفم يعانص ديتبب ؛ يعانص ديتبب
ردصم لا	ب نرأ
ةفلا	ة رفسفم ةداضم ماسجأ
ق ي بطت لا	WB, ELISA
ي لدابت لا لعافت لا	ذر ، يرشب
SWISS	Q9D2Y4
نيتورب لل ي ئيزجل نزل	نوتلاد وليك 54
نجل	جلت سيك