

Phospho-Myosin Light Chain 2-T18/S19 Rabbit Mab - P24844

رقم المنتج: CM0001200

مقدمة

هذا المنتج هو من أجسام مضادة خاصة ضد بروتين Phospho-Myosin Light Chain 2-T18/S19. يتم إنتاجه من قبل شركة CamelBio. يمكن استخدامه في اختبارات Western Blot (WB) واختبارات ELISA. هذا المنتج هو من أجسام مضادة خاصة ضد بروتين Phospho-Myosin Light Chain 2-T18/S19. يتم إنتاجه من قبل شركة CamelBio. يمكن استخدامه في اختبارات Western Blot (WB) واختبارات ELISA.

معلومات إضافية

الاسم	الوصف
اسم المنتج	Phospho-Myosin Light Chain 2-T18/S19 Rabbit mAb
التركيب	LC20; MLC2; MRLC1; MYRL2; MLC-2C; MMIHS4; Phospho-Myosin Light Chain 2-T18/S19
الوزن الجزيئي	10398
GeneID (إنسان)	10398
GeneID	10398
الخصائص	2 (NP_006088.2) في بروتين Phospho-Myosin Light Chain 2-T18/S19. يتم إنتاجه من قبل شركة CamelBio.
التركيب	بروتين
الوظيفة	بروتين عضلي
الاستخدامات	WB, ELISA
الاستخدامات	إنسان
SWISS	P24844
الوزن الجزيئي	20kDa
التركيب	جزيء