


Phospho-Nf-Kb P65/Rela-S536 Rabbit Pab - Q04206

رصدن عل مقرر: CM0001489



ةمدقم

ةصاخ بنرأل نم ةلنسنل ةددعت م ةداضم ماسجأ رفسفم ال NF-kB p65 ن فشكلت روفسوفلاب IHC-P و WB- ل اهنم ققحتل م ت. 536 عقوم ال ف ذجل او رأفل او ناسنل اتانيع ف ELISA و بةهتلال او NF-kB تاراشل اناحبال ةللا م.

دزملا فرع

لماعم ال	لوصاف ال
جتنم ال مس	Phospho-NF-kB p65/RelA-S536 Rabbit pAb
راعتسم مس/اتاطحال م	p65; CMCU; NFKB3; AIF3BL3; Phospho-NF-kB p65/RelA-S536
عاون ال	ناسن
GeneID	5970 (ناسن)
دصتسم ال	يعانطصا ديتبب
ردصم ال	بنرأ
ةئف ال	ةروفسف ةداضم ماسجأ
قبطت ال	WB, IHC-P, ELISA
عطاقتم ال لعافت ال	ذج، راف، ناسن
SWISS	Q04206
نيتوربل ال نزو	60kDa
نحش ال	جلت سيك