

Phospho-Nfkb1-S337 Rabbit Polymab® (Wb) ليحرتل - P19838

رصنع ال مقرر: CM0001039



ةمدقم

دض بنرأل نم ةليسنل ةديحو ةداضم ماسجأ
هونم ققحتل مت (Ser337) رفسفم ال NFKB1
لعافتت. ELISA، و IHC-P، و WB في مادختس ال
ةساردل ةيلاثم. ذجلو، رأفلو، ناسنإل عم
ةعانملو باهتلال في NF-KB تاراشإ

ديزمل فرعا

راي عم ال	ةميقل
جت نم ال مسا	Phospho-NFKB1-S337 Rabbit PolymAb®
راع تس م س/ات اطاح الم	KBF1; EBP-1; NF-kB; CVID12; NF-kB1; NFKB-p50; NfkappaB; NF-kappaB; NFKB-p105; NF-kappa-B1; NF-kappabeta
عاون ال	ناسنإ
م نجل ال فرعم	4790
م نجل ال فرعم	4790
دضت س م ال	نيتوربل ال NFKB1 (NP_001158884.1) يرشب ال 5337 ع قوم ال لوح رفسفم يعانطصا دي تبب: يعانطصا دي تبب
ردصم ال	بنرا
ةئف ال	ةيوسف ةداضم ماسجأ
قيبطت ال	WB, IHC-P, ELISA
عطاقت الم لعافت ال	ذجل، رأفل
SWISS	P19838
نيتوربل ال نزو	50kDa/105kDa
حش ال	جلت سيك