


Wb Phospho-P53-S9 دض بنرألل ةل س ن ال ي د ا ح أ د ا ض م م س ج Elisa - P04637 و

ر ص ن ع ل م ق ر : CM0001146



ة م د ق م

ة ل س ن ال ي د ا ح أ د ا ض م ل م س ج ل ف ش ت ك ي
ي ر ش ب ل p53 ن ي ت و ر ب Phospho-p53-S9 ب ن ر أ ل ل
ي ل د ا ب ت ل ع ا ف ت ع م ، 9 ن ي ر ي س ل د ن ع ر ف س ف م ل
E L I S A و W B ت ا ق ي ب ط ت ل ي ل ا ث م . ن ا ر ئ ف ل ع م
، ة ل ل خ ل ة ر و د و ، ج م ر ب م ل ا ي ا ل خ ل ت و م ث ا ح ب أ ي ف
م ا ر و أ ل ل ت ا ح ا ب ا ك و .

د ي ز م ل ف ر ع ا

ة م ل ع م ل ا	ة م ي ق ل ا
ج ت ن م ل م س ا	Phospho-p53-S9 ب ن ر أ ل ل ة ل س ن ال ي د ا ح أ د ا ض م م س ج
ة ل ي د ب ء ا م س ا / ت ا ط ا ح ا ل م	P53; BCC7; LFS1; BMFS5; TRP53; Phospho-p53-S9
ع و ن ل ا	ي ر ش ب
م ر ع ل ا ف ر ع م (GeneID)	7157
د ص ت س م ل ا (Immunogen)	(P04637) ي ر ش ب ل p53 ن م S9 ع ق و م ل ل و ح ي ع ا ن ط ص ا ر ف س ف م د ي ت ب ب - ي ع ا ن ط ص ا د ي ت ب ب
ر د ص م ل ا	ب ن ر أ
ة ف ل ا	ة ر ف س ف م ة د ا ض م م ا س ج أ
ق ي ب ط ت ل ا	WB, ELISA
ي ل د ا ب ت ل ا ل ع ا ف ت ل ا	ر أ ف
SWISS	P04637
ن ي ت و ر ب ل ا ن ز و	ن و ت ل ا د و ل ي ك 44
ن ح ش ل ا	ج ل ت س ي ك