


## Phospho-P90Rsk (T359/S363) بـ Wb - Q15418

رقم المنتج: CM0001808



### مقدم

صاح بـ Wb نـم ةخسنـلـا يـداحـاً داضـم  
p90Rsk/RSK1 فدهتسي يروف سوفلاب  
هـنـم قـقـحـتـلـا مـتـ، T359/S363 يـفـ رـفـسـفـمـلـا  
لـعـافـتـيـ، ELISA و IF/ICC و IP و WB تـاقـيـبـطـلـا  
ةساردل يلاثم. ذرجـلـا و رـأفـلـا و نـاسـنـإلـا عـم  
اـهـرـثـاـكـتـ و اـيـالـخـلـا ءاقبـ و ERK/MAPK تـاراشـإ

ديـزـمـلـا فـرـعـا

| لـمـإعـمـلـا                 | هـمـيـقـلـا                                                                                                                     |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| جـتـنـمـلـا مـسـا            | Phospho-p90Rsk-T359/S363 Rabbit mAb                                                                                             |
| راعـتـسـمـ مـسـا/تـاطـحـالـم | RSK; HU-1; RSK1; p90Rsk; MAPKAPK1; MAPKAPK1A                                                                                    |
| عـوـنـلـا                    | نـاسـنـإ                                                                                                                        |
| GeneID (نـاسـنـإ)            | 6195                                                                                                                            |
| GeneID                       | 6195                                                                                                                            |
| دضـتـسـمـلـا                 | (NP_002944.2) يرشـبـلـا p90Rsk/RSK1/RPS6KA1 نـم T359 & S363 لـوـحـ يـعـانـطـصـا يـرـوـفـسـوـف دـيـتـبـب: يـعـانـطـصـا دـيـتـبـب |
| رـدـصـمـلـا                  | بـنـرـأ                                                                                                                         |
| ةـئـفـلـا                    | ةـيـرـوـفـسـوـف ةـدـاضـم مـاسـجـأ                                                                                               |
| قـيـبـطـلـا                  | WB, IP, IF/ICC, ELISA                                                                                                           |
| عـطـاقـتـمـلـا لـعـافـتـلـا  | ذـرـجـ، رـأفـ، نـاسـنـإ                                                                                                         |
| SWISS                        | Q15418                                                                                                                          |
| نـيـتـوـرـبـلـا نـزـو        | 83kDa                                                                                                                           |
| نـحـشـلـا                    | جـلـثـسـيـك                                                                                                                     |