


Phospho-P90Rsk/Rsk1/Rps6Ka1-T348 Rabbit Pab - Q15418

CM0000916: رصنع ل مقرر



ةمدقم

ةصاخ بنرأل انم لئاسنل ةددعتم ةداضم ماسجأ
 p90Rsk/RSK1 فدهتست روفسوفلاب
 نم ققحتل مت. Thr348 عقومل يف ةرفسفل
 (Western blot) يبرغل بيسرترل رابتخال اهتحص
 عم ةبللصتم لعافتو، ELISA رابتخاو
 ةيللثم. اندرل او نارئفل او رشبلا تاني
 ايلخل رثاكتو MAPK/ERK تاراشا ةسارل

دي زمل ا فرعا

معلومات	الاسم
مستضد	Phospho-p90Rsk/RSK1/RPS6KA1-T348 Rabbit pAb
معلومات عامة	RSK; HU-1; RSK1; p90Rsk; MAPKAPK1; MAPKAPK1A; Phospho-p90Rsk/RSK1/RPS6KA1-T348
النوع	Human
معرّف الجين (Gene ID)	6195
مستضد	يرش بـ p90Rsk/RSK1/RPS6KA1 نيتورب نم T348 عقوم لوج يعانص يروف سف ديتب
مصدر	Rabbit
الحالة	Phosphorylated Antibodies
تقنيات	WB, ELISA
الأنواع المتوافقة	Human, Mouse, Rat
SWISS	Q15418
نيتورب الوز	83kDa
الحفظ	Ice bag