

Phospho-Pdgfr Alpha-Y1018 Rabbit Pab J- Wb, Elisa - P16234

رصد نعل مقرر: CM0000481



مقدم

Phospho-PDGFR alpha-Y1018 J- WB و J- Phospho-PDGFR alpha-Y1018 Rabbit pAb من باسنأل ددعت م داضم و WB ه ن م ققحتل م ت PDGFR alpha-Y1018 Rabbit pAb. ELISA. يروف سف ل يرش ب ل PDGFRA فشك ي. PDGF، تاراش إ ساردل ي لاثم. Y1018 دن ن يسوري تال زانيك تاراسم و، ايالخل رثاكت و ل بقتسم ل.

ديزم ل فرعا

ل ماع ل	م ي ق ل
ج ت ن م ل م س ا	Phospho-PDGFR alpha-Y1018 Rabbit pAb
راغت سم م س ا/ت اطح ا ل م	CD140A; PDGFR2; PDGFR-2; Phospho-PDGFR alpha-Y1018
عاون أ ل	ناس ن
م ج ل ا فرعم (GeneID)	5156
دص تسم ل	يغان طص ا دي ت ب
ردص م ل	ب ن ر ا
ة ف ل	ة يروف سف داضم م اس ج ا
ق ي ب ط ت ل	WB, ELISA
ع ط ا ق ت م ل ل ع ا ف ت ل	ناس ن
SWISS	P16234
ن ي ت و ر ب ل ن ز و	123kDa
ن ح ش ل	ج ل ت س ي ك