

Phospho-Pdk1/Pdpk1-S241 Rabbit Pab - O15530

رخصن عل مقرر: CM0000918



مقدم

عصاخ لالتايوسننل اددعتم دادضلأل فشتكي
PDK1 بنرأل نم نشياليروفسوفلاب
ولي ك 63 Ser241 (PDPK1) ف رفسفملا
و IF/ICC و WB- ل هتخص نم ققحتلا مت . (نوتلاد
ذرج ، رأف ، يرشب بلصتم لغافت عم ELISA
ناطرسلالو ، نيلوسنأل تاراشل ثاحبأل يلاثم
زانكلال راسمو

ديزملال فرعا

لماعمل	ميقلا
جتنملا مسا	Phospho-PDK1/PDPK1-S241 Rabbit pAb
راعستم مس/اتاطحالام	PDK1; PDPK2; PDPK2P; PRO0461; Phospho-PDK1/PDPK1-S241
عاونال	ناسنإ
نيجال فرعم (ناسنإ)	5170
نيجال فرعم	5170
دصتسملا	(NP_002604.1) يرشبلا PDK1/PDPK1 نيتورب نم S241 لوح يغانص يروفسف ديتبب - يغانص ديتبب
ردصملا	بنرأ
ةفلا	ةرفسفال دادضلأ
قبطتلا	WB, IF/ICC, ELISA
بلصتملا لغافتلا	ذرج ، رأف ، ناسنإ
SWISS	O15530
نيتوربال نزو	63kDa
نحشل	جلت سيك