


Phospho-PI3Kp85A/P55γ/P85B-Y467/Y464/Y199 J- Wb - P27986 / O00459 / Q92569

رخصنعلال مقرر: CM0001669



ةمدقم

صاخ بنرأل نم ينولكلوب داضم مسج
ةيعرفلا تادحولا فدهتسي يروفسوفلاب
p85β و p55γ و PI3K p85α لةمظنملا
م ت (Y467/Y464/Y199) ةيليروفسوفلا
نارئفلاو رشبلال ي WB لةحتحص نم ققحتلا
ناترسلاو PI3K تاراشإ ثابأل يلاثم. ناذجلالو
ضألل او

ديزمالا فرع

لماعمال	ةمقلا
جتنملا مسا	Phospho-PI3KP85α/P55γ/P85β-Y467/Y464/Y199 Rabbit pAb
راعتسم مس/اتاطحال م	PIK3R1/PIK3R2/PIK3R3; Phospho-PI3KP85α/P55γ/P85β-Y467/Y464/Y199
عاونالا	ناسنإ
نيجالا فرع (GeneID) (ناسنإ)	5295/5296/8503
نيجالا فرع (GeneID)	5295/5296/8503
دصتسملا	يرشبلال PIK3R1/2/3 نم Y467 بةطيحملا اياقبال عم قفاوتي روفسوفلاب صاخ ديتبب - يعانص ديتبب
ردصملا	بنرأ
ةئفلا	ةيروفسوف داضم ماسجأ
قبطتلا	WB
عطاقتال لعافتلا	ذبح، رأف، ناسنإ
SWISS	P27986/O00459/Q92569
نيتوربالا نزو	42-54kDa/81-84kDa
نحشلا	جلت سيك