


## J- Phospho-Pkc Alpha-T638 + Pkc Beta Ii-T641 J- Wb و Elisa - P17252/P05771

رخصن عمل مقرر: CM0001106



### مقدم

صاخ بنرأل نم ةلېسننل یداحأ داضم مسج و PKC alpha (Thr638) فشكې زالېروفسوفلاب J- هتخص نم ققحتلا مت PKC beta II (Thr641). ةساردل ةېرشب تانېع مادختساب WB و ELISA ةېلقلل ءاحألو، ناطرسلل ېف PKC تاراشإ، تاباهتلالو.

### دېزملل فرع

| لماعمل              | همقل                                                                      |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| جتنملا مس           | Phospho-PKC alpha-T638 + PKC beta II-T641 Rabbit mAb                      |
| راعستم مس/اتاطحالم  | PKC-beta; PKCB; PRKCB1; PRKCB2; Phospho-PKC alpha-T638 + PKC beta II-T641 |
| عاونألا             | ناسن                                                                      |
| م (ناسن) نجلال فرعم | 5578/5579                                                                 |
| نجلال فرعم          | 5578/5579                                                                 |
| دضتسملا             | ېرشبالا PRKCA نېتورب نم T638 لوح ېغانص ېروفسوف دېتېب (NP_002728.2)        |
| ردصملا              | بنرأ                                                                      |
| ةفلا                | ةېروفسوف ةداضم ماسجأ                                                      |
| قېبطتلا             | WB, ELISA                                                                 |
| عطاقتملال عفافتلا   | ناسن                                                                      |
| SWISS               | P17252/P05771                                                             |
| نېتوربال نزو        | 76kDa/77kDa                                                               |
| نحشلا               | جلت سېك                                                                   |