

Pkc Mu (S916) وفوسفول يبنرأ ةليسننل ددعتم داضم مسج Elisa - Q15139 و Wb - ب فشكلل

رصنعلال مقرر: CM0001448

ةمدقم

صصختم ةليسننل ددعتم يبنرأ داضم مسج PRKD1 (PKC mu) نيئورب فرع تي ةروفوسفولاب بسانم Ser916 عقومال دنع رفسفملا (mu) ELISA. و يبرغلل تولبلاب تاقيبطتلل نكمي امم ، يرأفل او يرشبلال PRKD1 عم لعافت ي ةيولخلل تاراشلال تاراسم ثاحبأ نم .

ديزملال فرع

ةمدعلال	ةمقلا
جتنملا مسا	Phospho-PKC mu-S916 Rabbit pAb
ةليدب ءامسا / تاطحالام	PKD; PKCM; CHDED; PRKCM; PKC-MU; Phospho-PKC mu-S916
عونلا	يرشب
ةنجلا فرع	5587
ةنجلا فرع	5587
ةعانملا دلوم	(NP_002733.2) يرشبلال PKC mu نم S912 عقومال لوح رفسفم يغانطصا ديتب
ردصملا	بنرأ
ةئفلا	ةروفوسفولل ةداضملا ماسجالا
تاقيبطتلال	WB, ELISA
لدابتلما لعافتلا	يراف ، يرشب
SWISS	Q15139
نيئوربلال نزو	نوتلاد وليك 102
نحشلا	جلت سيك