


## دعتم داضم ماسجأ 3 اتب Plc (Plcb3)-S1105 - وفسوف Elisa - Q01970 و Wb ل بنرأل نم ةليسنلا CM0001868: رصنعل مقرر



### ةمدقم

ب صاخ بنرأل نم ةليسنلا دعتم داضم ماسج  
Ser1105 عقوملا يف رفسفملا 3 اتب PLC  
مع ELISA و WB ل هتصح نم ققحتلا مت  
ناذرجلاو نارئفلاو رشبلا يف ةلغافت  
يناثلا لوسرلا تاراشإ ةساردل يلاثم  
GPCR. تالبقتسم ةطساوب ةطسوتملا

### ديزمل فرعا

| رايعملا            | هميالا                                      |
|--------------------|---------------------------------------------|
| جتنملا مسا         | Phospho-PLC beta 3 (PLCB3)-S1105 Rabbit pAb |
| راعستم مس/اتطاحالم | SMDCD; Phospho-PLC beta 3 (PLCB3)-S1105     |
| عاونالا            | Human                                       |
| نيجالا فرعم        | 5331                                        |
| نيجالا فرعم        | 5331                                        |
| دضتسملا            | Synthetic Peptide                           |
| ردصملا             | Rabbit                                      |
| ةفلا               | Phosphorylated Antibodies                   |
| قبطتلا             | WB, ELISA                                   |
| عطاقتلا لغافتلا    | Human, Mouse, Rat                           |
| SWISS              | Q01970                                      |
| نيتوربال نرو       | 139kDa                                      |
| نحشلا              | Ice bag                                     |