


Phospho-PLN-S16 Rabbit Monoclonal Antibody For Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P26678

رقصن عل مقو: CM0000864



ةمدقم

Phospho-PLN-S16 Rabbit Monoclonal Antibody
(WB, IF-P, IHC-P, ELISA) فشتك
دنع يروفسفل يلخادل نابمالوفسوفال
يلاثم. ناذرل او نارئفل او رشبلا يف Ser16
يبلقلل مويسلالكلل لزلزنملا نزاوتلا ثاحبال
بلقللة لضعلالاعاو

ديزمال فرعا

لماعمال	ةمقل
جتنملا مسا	Phospho-PLN-S16 Rabbit mAb
راعس م س/اتاطحال م	PLB; CMD1P; CMH18
عاونالا	ناسنإ
GeneID (Human)	5350
دصتسملا	NP_002658.1) يرشبلا PLN نم S16 لوح يعانطصا يروفسف ديتبب
ردصملا	بنرا
ةئفلا	ة يروفسف ةداضم ماسجا
قبطتلا	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
عطاقملا لعافتلا	ذرج، رأف
SWISS	P26678
نيتوربال نزو	6 kDa
نحشلا	جلت سيك