


Pab - P26678 ب ن ر أ ل ا - PIn-T17 و فس و ف م س ج

ر ص ن ع ل ا م ق ر : CM0001871



ة م د ق م

ة ي ع و ن ل ا ي ل ا ع ي ب ن ر أ ة ل ي س ن ل ا د ي ح و د ا ض م م س ج
 ة ي ن ق ت ل ص ص خ م -PLN-T17 و فس و ف ل
 ن ن ع ر ف س ف م ل ا ن ا ب م ا ل و فس و ف ل ا ف ش ك ي .
 ذ ر ج ل ا و ر أ ف ل ا و ن ا س ن إ ل ا ي د ل Thr17 ع ق و م ل ا
 ة ي ب ل ق ل ا م و ي س ل ل ا ك ل ا ت ا ر ا ش إ ث ا ح ب أ ل ي ل ا ث م
 ب ل ق ل ا ة ل ض ع ل ل ا ل ع ا و

د ي ز م ل ا ف ر ع ا

ل م ا ع م ل ا	ة م ي ق ل ا
ج ت ن م ل ا م س ا	pAb ب ن ر أ ل ا -PLN-T17 و فس و ف م س ج
ر ا ع ت س م ل ا م س ا ل ا / ت ا ط ا ح ا ل م ل ا	PLB; CMD1P; CMH18; Phospho-PLN-T17
ع و ن ل ا	ن ا س ن إ ل ا
م (ن ا س ن إ ل ل) ن ي ج ل ا ف ر ع م	5350
ن ي ج ل ا ف ر ع م	5350
ي ع ا ن م ل ا د ل و م ل ا	(NP_002658.1) ي ر ش ب ل ا P L N ن ي ج ن م T17 ع ق و م ل ا ل و ح ر ف س ف م ي ع ا ن ط ص ا د ي ت ب ب : ي ع ا ن ط ص ا د ي ت ب ب
ر د ص م ل ا	ب ن ر أ ل ا
ف ي ن ص ت ل ا	ة ر ف س ف م ل ا ة د ا ض م ل ا م ا س ج ا ل ا
ق ي ب ط ت ل ا	WB, IHC-P, ELISA
ل د ا ب ت م ل ا ل ع ا ف ت ل ا	ذ ر ج ل ا , ر أ ف ل ا , ن ا س ن إ ل ا
SWISS	P26678
ن ي ت و ر ب ل ا ن ز و	ن و ت ل ا د و ل ي ك 6
ن ح ش ل ا	ج ل ت س ي ك