


Phospho-Ppig-S376 Rabbit Pab J- Wb, Elisa - Q13427

رخصن عل مقرر: CM0000953



ةمدقم

صاخ بنرأل نم باسنأل ددعت م داضم
ف رفسفم ال PPIG فدهتسي يروفسوفلاب
لعافت عم ELISA و J- WB نم ققحت ال م ت S376،
يلاثم. ذجل او رأف او ناسنإل عم بل اصتم
تاراشإو ليدب ال ليصوتل ميظنت ةساردل
ةرفسفل.

ديزم ال فرعإ

لماعم ال	همي ال
جت نم ال مسإ	Phospho-PPIG-S376 Rabbit pAb
راع تسم مسإ/تاطح ال م	CYP; SRCyp; SCAF10; CARS-Cyp; Phospho-PPIG-S376
عاون ال	ناسنإ
نيج ال فرع م	9360
دصتسم ال	يرشب ال PPIG ني تورب نم S376 لوح يعانطصا يروفسف ديتبب: يعانطصا ديتبب (NP_004783.2)
ردصم ال	بنرأ
ةف ال	ةيروفسف ةداضم ماسجأ
قبطت ال	WB, ELISA
بل اصتم ال لعافت ال	ذج، رأف، ناسنإ
SWISS	Q13427
ني تورب ال نزو	89kDa
نحش ال	جلت سيك