

## Phospho-Prkcq-S676 Rabbit Pab - Q04759

رصدنعل مقرر: CM0001811



### ةمدقم

ةصاخ بنرأل نم لئاسنل ةددعت مةداضم ماسجأ  
م ت. PRKCQ (S676) فدهتست روفسوفلاب  
ELISA و WB تامادختسال اهتحص نم ققحتلا  
وهو، يروفسوفلا يرشبلال PRKCQ نع فشكلل  
،باهتلال او T، ايلخ تاراشل ي في سيئر زانك  
،ةيومدل حئافصلال ةفيظوو.

ديزل فرعا

| لماعل               | ةمئل                                                                                   |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| جتنملا مسا          | Phospho-PRKCQ-S676 Rabbit pAb                                                          |
| راعستسم س/اتاطحال م | PRKCT; nPKC-theta; Phospho-PRKCQ-S676                                                  |
| عاونالا             | ناسن                                                                                   |
| م (ناسن) نجل فرعم   | 5588                                                                                   |
| نجل فرعم            | 5588                                                                                   |
| دصتسملا             | (روفسوفلاب صاخ) يرشبلال PRKCQ نيتورب نم S676 ـب ةطيحمل اياق بل عم قفاوتي يغانطصا ديتبب |
| ردصملا              | بنرا                                                                                   |
| ةفلا                | ةيروفسوف ةداضم ماسجأ                                                                   |
| قيبطتلا             | WB, ELISA                                                                              |
| عطاقتملا لغافتلا    | ناسن                                                                                   |
| SWISS               | Q04759                                                                                 |
| نيتوربال نزو        | 82kDa                                                                                  |
| نحشل                | جلت سيك                                                                                |