

Phospho-Raf1-S338 Rabbit Pab J- Wb, Ihc-P, Elisa - P04049

رصدنعلال مقرر: CM0000994



مقدم

Raf1 - ب صاخ بنرألال نم لئاسنللا ددعتم داضم
Ser338 (Swiss-Prot: P04049) عقوملا في يروفسفل
Western blot - هتخص نم ققحتلا مت
Raf1 عم لعافتې. IHC-P و ELISA.
MAPK تاراشل تاساردل بسانم ، ذجل او يرأفلاو

ديزملا فرعلا

لماعلا	ميقلا
جتنملا مسا	Phospho-Raf1-S338 Rabbit pAb
راغتسم مس/اتاطحال م	NS5; CRAF; Raf-1; c-Raf; CMD1NN; Phospho-Raf1-S338
عونلا	ناسنلا
GeneID (ناسنلا)	5894
GeneID	5894
دصتسملا	Phospho-Raf1-S338 نم S338 لوح يغانص يروفسف ديتبب : يغانص ديتبب (NP_002871.1).
ردصملا	بنرا
ةفلا	ةيروفسف ةداضم ماسحأ
قيبطتلا	WB, IHC-P, ELISA
عطاقتملا لعافتلا	ذج ، رأف ، ناسنلا
SWISS	P04049
نيتوربال نزو	73kDa
نحشلا	جلت سيك