


Mab ب نرأ S235/236-(Rps6) ي م و س و ب ي ر ل ا S6-و ف س و ف ن ي ت و ر ب - P62753

ر ص ن ع ل ا م ق ر : CM0000831



ة م د ق م

ل ب ن ر أ ل ا ن م ة ل ي س ن ل ا ة ي د ا ح أ ة د ا ض م م ا س ج أ
ل ا ه ن م ق ق ح ت ل ا م ت Phospho-RPS6 (S235/236)
S6 ن ي ت و ر ب ف ش ك ي . WB, IHC-P, ELISA.
و ل ي ك 29 ن ز و ب ي ر و ف س و ف ل ا ي م و س و ب ي ر ل ا
ي ل ا ث م . ذ ر ج ل ا و ، ر أ ف ل ا ، ن ا س ن إ ل ا ي ف ن و ت ل ا د
ي ف م ك ح ت ل ا و ، ر ث ا ك ت ل ا ، ا ي ا ل خ ل ا و م ن ة س ا ر د ل
ة م ج ر ت ل ا .

ي ز م ل ا ف ر ع ا

ل م ا ع م ل ا	ة م ي ق ل ا
ج ت ن م ل ا م س ا	mAb ب ن ر أ S235/236-(RPS6) ي م و س و ب ي ر ل ا S6-و ف س و ف ن ي ت و ر ب
ر ا ع ت س م س ا / ت ا ط ا ح ا ل م	S6; eS6; ي م و س و ب ي ر ل ا S6-و ف س و ف ن ي ت و ر ب
ع ا و ن أ ل ا	ن ا س ن ا
م (ن ا س ن ا) ج ل ا ف ر ع م	6194
ن ي ج ل ا ف ر ع م	6194
د ص ت س م ل ا	S235 & S236 ل و ح ي ع ا ن ط ص ا ي ر و ف س و ف د ي ت ب ب : ي ع ا ن ط ص ا د ي ت ب ب (RPS6) (NP_001001.2).
ر د ص م ل ا	ب ن ر أ
ة ف ا ل ا	ة ي ر و ف س و ف ة د ا ض م م ا س ج أ
ق ي ب ط ت ل ا	WB, IHC-P, ELISA
ع ط ا ق ت م ل ا ل ع ا ف ت ل ا	ذ ر ج ، ر أ ف ، ن ا س ن ا
SWISS	P62753
ن ي ت و ر ب ل ا ن ز و	29 kDa
ن ح ش ل ا	ج ل ت س ي ك