

Phospho-Sirt1-S47 Rabbit Mab و Elisa - Q96Eb6

رقم المنتج: CM0001125



مقدم

بنرأل نم ةليسننلا ةديحو ةداضم ماسجأ
WB- لاهنم ققحتلا مت Phospho-SIRT1 (Ser47)
~82 دنع يرشبل SIRT1 فشكت. ELISA و
ليتي سأل ةلازا ةساردل ةيلاثم. نوتلاد وليك
، يئاذغل لثمتل او، NAD يلع ةدمتعمل
، يوونلل ضمحلل فلت ةباجتساو، ةتامتسال او.

ديزمل فرعا

لماعمل	هميقل
جتنم الم سا	Phospho-SIRT1-S47 Rabbit mAb
راعستم مس/اتاطحالم	SIR2; SIR2L1; SIR2alpha; Phospho-SIRT1-S47
عاونألا	ناسنإ
م (ناسنإ) نيحل فرعم	23411
نيحل فرعم	23411
دضتسملا	يرشبل SIRT1 ني توربل S47 عقوملا لوح يغانطصا يروفسف ديتبب (Q96EB6)
ردصملا	بنرأ
ةئفلا	ةيروفسف ةداضم ماسجأ
قيبطتلا	WB, ELISA
عطاقتالم لعافتلا	ناسنإ
SWISS	Q96EB6
ني توربل نزو	82kDa
نحشل	جلت سيك