


Phospho-Smad2-T220 Rabbit Pab - Q15796

رصنع لال مقرر: CM0000743



ةمدقم

داضم مسج وه Phospho-Smad2-T220 Rabbit pAb فشتك ي بنرأل نم تاخسن تسمل ددعت مدع طقف SMAD2 لة لخال ا تاوت سمل نم ققحتلا مت 220 ني نو يرثلا يف هت رفسف عم لعاف تي و، ELISA و IHC-P و WB ل هت حص ذرل او رأل او ناسنل اتاني ع

دي زمل ا فرع

لماعمل	ةمقلا
جت نمل مسا	Phospho-Smad2-T220 Rabbit pAb
راعتسم مس/اتاطحال م	JV18; LDS6; CHTD8; MADH2; MADR2; JV18-1; hMAD-2; hSMAD2; Phospho-Smad2-T220
عاونالا	ناسن
GeneID (ناسن)	4087
GeneID	4087
دصت سمل	يرشبلا Smad2 ني توربل T220 لوح يروف سف يعانص ديتبب يعانص ديتبب (NP_005892.1).
ردصملا	بنرا
ةفلا	ة يروف سف ةداضم ماسجا
قيبطتلا	WB, IHC-P, ELISA
عطاقت لعاقتلا	ذرل، رأل، ناسن
SWISS	Q15796
ني توربل نزو	52kDa
نحشلا	جلت سيك