


5 دامس-وفسوفلل يبنرألة ليسي نل يداأال داضم الم سسجلا Elisa - Q99717 و Wb- Jj (S463/S465)

رصنع الم مقرر: CM0001901



ةمدقم

صصخت م يبنرألة ليسي نل يداأال داضم م سسج رفسفم الم 5 دامس فدهتسي ةكال يروفسوفلل اب نم ققحت الم مت S463/S465 عضوم الم دنع لقنل ي فة يرشبل تانيعلل هتجالص ربتعي ELISA و (Western blot) يبرغل ةخطلل وم نل ايجولوي ب BMP تاراشل اأابأل آيساسأ ايالخل زيامتو

ديزملا فرعلا

رايعم الم	ةمي الم
جتنم الم سسا	S463/S465 5 دامس-وفسوفلل يبنرألة ليسي نل يداأال داضم الم سسجلا
ةليدب ءامس/اتاطحال م	DWFC; JV5-1; MADH5; Phospho-Smad5-S463/S465
عونل	ناسنل
م (ناسنل) ل فرعم	4090
نيل فرعم	4090
يعانم الم دصتسم الم	(Q99717) يرشبل 5 دامس ل S463 و S465 نيعضوم الم لوح يعانطصا يروفسوف ديتبب
ردصم الم	بنرأ
ةئفلا	ةرفسفم الم ةداضم الم ماسجالا
قبيطت الم	WB, ELISA
عطاقت الم لعافتلا	ناسنل
SWISS	Q99717
نيتوربل الم نزو	نوتلاد وليك 52
نحشلا	جلت سيك