

Pab - P16949 ب نرأ 1-S38 ني م ثاتس-وفسوف

ر ص ن ع ل ا م ق ر : CM0001020

ة م د ق م

وفسوف ل ا ب ص ا خ ة ل ي س ن ل ا د د ع ت م د ا ض م م س ج م ت . 1 pS38 ني م ثاتس ف د ه ت س ي ب ن ر أ ل ا ن م ع م ل ع ا ف ت ي ' ELISA و WB - ل ه ن م ق ق ح ت ل ا ث ا ح ب أ ل ي ل ا ث م . ذ ر ج ل ا و ر أ ف ل ا و ن ا س ن إ ل ا . ن ا ط ر س ل ا و ة ق ي ق د ل ا ب ي ب ا ن أ ل ا ت ا ي ك ي م ا ن ي د

د ي ز م ل ا ف ر ع ا

ة م ل ع م ل ا	ة م ي ق ل ا
ج ت م ن ل ا م س ا	pAb ب نرأ 1-S38 ني م ثاتس-وفسوف
ى ر خ أ ء ا م س / ا ت ا ط ا ح ا ل م	Lag; SMN; OP18; PP17; PP19; PR22; LAP18; C1orf215; 1-S38 ني م ثاتس-وفسوف
ي ح ل ا ن ا ك ل ا	ن ا س ن إ ل ا
م (ن ا س ن إ ل ا) ي ح ل ا ف ر ع م	3925
ن ي ح ل ا ف ر ع م	3925
د ض ت س م ل ا	(NP_001138926.1) ي ر ش ب ل ا 1 ني م ثاتس ن م S38 ل و ح ي ع ا ن ط ص ا ي ر و ف س ف د ي ت ب ب : ي ع ا ن ط ص ا د ي ت ب ب
ر د ص م ل ا	ب نرأ
ة ف ل ا	ة ي ر و ف س ف ة د ا ض م م ا س ج أ
ق ي ب ط ت ل ا	WB, ELISA
ع ط ا ق ا ت م ل ا ل ع ا ف ت ل ا	ذ ر ج ل ا , ر أ ف ل ا , ن ا س ن إ ل ا
SWISS	P16949
ن ي ت و ر ب ل ل ي ئ ي ز ج ل ا ن ز و ل ا	ن و ت ل ا د و ل ي ك 17
ن ح ش ل ا	ج ل ث س ي ك