

فوسفو دس ةل س ن ل د د ع ت م ب ن ر أ د ا ض م م س ج Sting/Tmem173-S365 - Q3Tbt3

ر ص ن ع ل م ق ر : CM0001312



ة م د ق م

Phospho-STING/TMEM173-S365 ةل س ن ل د د ع ت م ب ن ر أ د ا ض م م س ج ن ي ت و ر ب ن ع ف ش ك ي ع ق و م ل ي ف ر ف س ف م ل ي ر أ ف ل STING ع م S365 ا ذ ه . ي ر ش ب ل ن ي ت و ر ب ل ع م ل د ا ب ت م ل ع ا ف ت (WB) ي ب ر غ ل خ ي ط ل ت ل ل ب س ا ن م د ا ض م ل م س ج ل ع ا ن م ل ث ا ح ب أ ي ف د ع ا س ي و ، ELISA ر ا ب ت خ ا و ي . ا ذ ل م ا ه ت ل ل ا و ا و ة ر ط ف ل .

د ي ز م ل ا ف ر ع ا

ه م ل ع م ل ا	ه م ي ل ا
ج ت ن م ل م س ا	Phospho-STING/TMEM173-S365 Rabbit pAb
ة ر ا ع ت م ل ا ء ا م س أ ل ا / ت ا ط ح ل م ل ا	ERIS; MPYS; Mita; STING; Tmem173; STING-beta; 2610307008Rik; Phospho-STING-S365
ع و ن ل ا	ر أ ف ل ا
م ر ع م (ي ر ش ب ل ا)	340061
م ر ع م	72512
ي ع ا ن م ل د ص ت م ل ا	ي ر أ ف ل ا STING ن ي ت و ر ب ل S365 ع ق و م ل ل و ح د و ج و م ر ف س ف م ي ع ا ن ط ص ا د ي ت ب ب ي ع ا ن ط ص ا د ي ت ب ب (NP_082537.1).
ر د ص م ل ا	ب ن ر أ ل ا
ة ف ل ا	ة ر ف س ف م ل ت ا ن ي ت و ر ب ل ل د ا ض م ل م ا س ج أ ل ا
ق ي ب ط ت ل ا	WB, ELISA
ل د ا ب ت م ل ل ع ا ف ت ل ا	ر أ ف ل ا ، ن ا س ن إ ل ا
ا ن ا ي ب ة د ع ا ق SWISS	Q3TBT3
ن ي ت و ر ب ل ا ن ز و	ن و ت ل ا د و ل ي ك 43
ن ح ش ل ا ة ق ي ر ط	ج ل ت س ي ك