

Phospho-Sting/Tmem173-S366 Rabbit Pab JJ- Wb و Elisa - Q86Wv6

رخصن عل مقرر: CM0001798



مقدم

(Rabbit polyclonal antibody) بئرأل نم ةلئسنل ددعت م داضم Phospho-STING/TMEM173-S366 ل هوم في هم ادختسأل (Western blotting) بئرأل ئعانم لبئسرتل نئورب فدهتسي، ELISA ةئنتو STING/TMEM173 دن عئرشلب ةعانم ل تاراشل في روم لوحم وهو، Ser366 نوري فرتنل زئفحت و ةئرطفل.

دئزل فرعل

رئعم الل	همئق الل
جت نم الل ملسا	Phospho-STING/TMEM173-S366 Rabbit pAb
ةلئدب ءامسأ / تاطحال م	ERIS; MITA; MPYS; SAVI; NET23; STING; hMITA; hSTING; TMEM173; STING-beta; Phospho-STING/TMEM173-S366
عون الل	ناسن (Human)
ناسن (ناسن) ئئجل فرعم	340061
ئئجل فرعم	340061
دضتسم الل	STING/TMEM173 ئئربل S366 عوم لوح ئعانم ل روفسف دئتبب - ئعانم ل دئتبب (NP_938023.1).
ردصم الل	بئرأ (Rabbit)
ةئلأ	ةرفسوفلل ةداضم ماسأ (Phosphorylated Antibodies)
قئبطل الل	WB, ELISA
عطاقم الل لعاف الل	ناسن (Human)
SWISS	Q86WV6
ئئوربل نزو	42kDa
ئشل الل	ج لت ةبئق (Ice bag)