

J- Phospho-B-Catenin-S675 J- Wb, If-P, Elisa - P35222

رقم المنتج: CM0001612



مقدمة

نحن نقدم فحص كيميائي للبروتين J- Phospho-β-catenin (S675) باستخدام WB, IF-P, ELISA. هذا الفحص هو أداة قيمة لدراسة مسارات إشارات Wnt، حيث أن بروتين β-catenin يلعب دوراً محورياً في تنظيم التعبير الجيني. يمكن استخدامه لتحديد مستويات البروتين في عينات الخلايا والأنسجة، مما يساعد على فهم الآليات الجزيئية وراء الأمراض المختلفة.

يرجى زيارة

معلومات عامة	معلومات إضافية
اسم المنتج	Phospho-β-catenin-S675 ج- ددعت مبراً داضم مسج
تسلسل الأحماض الأمينية	EVF7; CTNNB; MRD19; NEDSDV; armadillo; Phospho-β-catenin-S675
نوع المنتج	مستخلص
الوزن الجاف (مجموع)	1499
الوزن الجاف	1499
معلومات التخزين	NP_001091679.1 (يُرشح للبروتينين بيتا-كاتينين-675 من بروتين السلسلة لويروفسف يغانص ديتب)
نوع المنتج	مستخلص
نوع الفحص	مستخلص ماضم ماضم
نوع الفحص	WB, IF-P, ELISA
نوع الفحص	مستخلص، ألفا، ناسنإل
SWISS	P35222
نوع المنتج	نوتالاد وليك 85
نوع المنتج	ديربت سيك