

Vegf ل بقت سمل ي بنرأ ةل يسننل ي داحأ داضم ل مسجل Elisa - P35968 و Wb ل 2-Y1175 يروف سوفل

رصننعل مقرر: CM0000973



ةمدقم

صصخت م ي بنرأ ةل يسننل ي داحأ داضم مسجل
VEGFR2 (KDR, FLK1, CD309) فدهت سي ةروف سوفل اب
م 1175 Y عقوم ل دن ع رفسفم ل (CD309)
لقنل ي ف مادختس ل هت ي حالص نم ققحت ل
ي لاثم ELISA و (Western blot) ي برغل ي برغل
تاراسم و ةي وم دل ةي و أل نوك ت سار دل
ةي ءاعول تاراشل ل.

ديزم ل فرع

راي عم ل	ةم ي ل
جت نم ل مسا	2-Y1175 يروف سوفل VEGF ل بقت سمل ي بنرأ ةل يسننل ي داحأ داضم ل مسجل
ةل يدب ءامس / تاطحال م	FLK1; CD309; VEGFR; VEGFR2
عون ل	رشب ل
م (رشب ل) ل فرع م	3791
يغانم ل دضت سمل	2 (NP_002244.1) ي رشب ل VEGF ل بقت سمل 1175 Y عقوم ل لوح رفسفم يغانطصا دي تبب
ردصم ل	بنرأ ل
ةف ل	ةيروف سوفل ةداضم ل ماسج أل
ق ي بط ل	WB, ELISA
لدابت ل لعاف ل	رشب ل
زم SWISS	P35968
نوتورب ل نزو	نوتلاد وليك 152
نحش ل	جلت سيك