


Phospho-Vimentin-S39 Rabbit Pab J- Wb, Ihc-P, Elisa - P08670

رصنع ال مقرر: CM0001253



ةمدقم

Phospho-Vimentin-S39 جـ بنرأل نم لئاسنل ددعتم داضم
WB, IHC-P, ELISA. تاقىبطتل
يذرجلاو، يرأفل، يرشبلل ني تنم يف فشكي
ثاحبال يلاثم. Ser39 عقومل يف رفسفملا
يولخل لك يهل او ايلخل اقره.

ديزملا فرعا

لماعملا	هميقل
جتنملا مسا	Phospho-Vimentin-S39 Rabbit pAb
راغتسم مس/اتاطحال	CTRCT30; HEL113; Vimentin; VIM; vimentin; Phospho-Vimentin-S39
عونلا	ناسنإ
GeneID (ناسنإ)	7431
GeneID	7431
دصتسملا	يرشبلل VIM جـ S39 لوج يعانص رفسف ديتبب (NP_003371.2)
ردصملا	بنرأ
ةئفلا	ةرفسف ةداضم ماسجأ
قيبطتل	WB, IHC-P, ELISA
عطاقتملا لعافتلا	ذرج، راف، ناسنإ
SWISS	P08670
ني توربلا نزو	54 kDa
نحشلا	جلت سيك