

Pip5K1A ن م لئاسننل ددعت م داضم - Wb, IHC-P, Elisa - J- بنرأل نم لئاسننل ددعت م داضم Q99755

CM0025349 :رصننعل مقرر

ةمدقم

بنرأل نم لئاسننل ددعت م داضم ل اذه فشكي
 63 (يرأفل او يرشبل PIP5K1A ن PIP5K1A ل-
 ELISA و IHC-P و WB تاي نقت ي ف (نوتلاد وليك
 ل قن مطن يو و PIP2 جتن ي نوهد زانيك وه PIP5K1A
 ايلخلل ةرج هو ، نيتكأل ةيكي ماني دو ، تاراشل
 لك يهل او ةيولخلل تاراشل ل قن ثاحبأل يلاثم
 يولخلل.

ديزملل فرعا

راي عم ل	ةم ي ل
جتن م ل م س	PIP5K1A Rabbit pAb
راع تسم م س/اتاطح ل م	PIP5K1A
عون ل	Human
ن ج ل فرعم (ناسن)	8394
ن ج ل فرعم	8394
دصت م ل	PIP5K1A (NP_001129109.1) يرشبل PIP5K1A ن م 231-500 ةي مأل اصامألل عم قفاوت ي لسلست يلع يوتحي يجامدنل فل تؤم نيتورب فل تؤم نيتورب
ردص م ل	Rabbit
ةفل	Polyclonal Antibodies
قي بط ل	WB, IHC-P, ELISA
عطاقت ل ل عافت ل	Human, Mouse
SWISS	Q99755
نيتورب ل ن زو	63kDa
ن حش ل	Ice bag