

J- Pnpla3 (Adiponutrin, Ipla2-Epsilon) و J- Wb Elisa - Q9Nst1

CM0027850: رصنع لاقمر

ةمدقم

دض بنرألأ نم باسنألأ ددعتم داضم مسج
PNPLA3 يرش ب ال (Adiponutrin, iPLA2-epsilon)
يدل PNPLA3 فشك ي. ELISA و يبرغ ال blot-
ثاح بأل بسانم ؛ دزجالو رأفلو او ناسنإلأ
ينهدلأ دبكلأ ضرمو نوهدلل يئاذغلأ ليثمتلأ
NAFLD. يلوحكلأ ريغ

ديزمالا فرعا

معلومات	الاسم
جنت من ميسا	PNPLA3 Rabbit pAb
ماء سائل / أنسجة عروق الدم	ADPN; C22orf20; iPLA(2)epsilon; PNPLA3
نوع النسيج	أنسجة
منزلة الجين (إنسان)	80339
جين	80339
إحداثيات التسلسل	يُرشح الـ PNPLA3 من 481 إلى 377 من النييم ألامضاح للبروتينات في جينوم الإنسان فلي تومبسون (NP_079501.2).
ردص	بن
هوية	باسم الأعداد المتداخلة مع اسمها
قياسات	WB, ELISA
مناطق التفاعل	ذراع، رأس، أنسجة
SWISS	Q9NST1
توزيع	نوت لاد وليك 53
نحو	جل سيك