


Polr2I Rabbit Pab - P36954

رقم المنتج: CM0020312



مقدمة

هذا المنتج هو بروتين بوليميراز RNA II (POLR2I) من نسل الأرنب، وهو جزء من مركب بوليميراز RNA II (RNP) الذي يلعب دوراً حيوياً في عملية نسخ الحمض النووي. يتم استخدامه في اختبار ELISA و Western Blot (WB) للكشف عن الأجسام المضادة ضد بروتين POLR2I. كما أنه يستخدم في اختبار Western Blot (WB) للكشف عن الأجسام المضادة ضد بروتين POLR2I.

معلومات إضافية

الاسم	الرقم
اسم المنتج	POLR2I Rabbit pAb
معلومات المنتج	RPB9: hRPB14.5: POLR2I
الاسم	اسم المنتج
الاسم (الاسم)	5438
الاسم	5438
معلومات المنتج	NP_006224.1 (POLR2I) من 1-125 هي بروتين بوليميراز RNA II (RNP) الذي يلعب دوراً حيوياً في عملية نسخ الحمض النووي.
الاسم	اسم المنتج
الاسم	اسم المنتج
الاسم	WB, ELISA
الاسم	اسم المنتج
SWISS	P36954
الاسم	15
الاسم	اسم المنتج