

تاقىب بطتل Prmt1 دض بنرأل نم لئاسنل ددعتم داضم مسج Wb وIhc-P وIf/Icc وElisa - Q99873

رصنع ال مقرر: CM0017484



ةمدقم

دض بنرأل نم لئاسنل ددعتم داضم مسج تاقىب بطتل هتي حالص نم ققحتل م ت PRMT1 ناسنل عم لعافتى WB وIHC-P وIf/Icc وELISA. ذرل او رافل او N- نينى جرأ نيتورب فدهتسي. زاري فس نارت ليثيم 1 (UniProt: Q99873). ثاح بأو ي ناطرسل قلختل ثاحبأل ي لاثم ناطرسل.

ديزملا فرع

راي عم ال	هم ي ال
ج نم ال مس	PRMT1 Rabbit pAb
ةراعتسم ال ءامسأل/تاطحال ال	ANM1; HCP1; IR1B4; HRMT1L2; PRMT1
عون ال	ناسنل
نجل ال فريم	3276
نجل ال فريم	3276
يعانم ال دصتسم ال	PRMT1 نيتورب نم 270-371 ةني مأل اصامأل عم قفاوتي لسلسل يلع يوتحي فلتؤم يحامدن نيتورب (NP_001527.3).
ردصم ال	بنرأل
ةئف	لئاسنل ددعتم داضم ماسج
قي بطتل ال	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
بالصت ال لعافت ال	ذرل، رافل، ناسنل
SWISS	Q99873
نيتورب ال نزو	42kDa
نحش ال	جلت سيك