


Psma7 Pab - 014818 **ةيبنرأل ةداضملا ماسجأل**

CM0025814: رصنع ال مقرر



ةمدقم

PSMA7 ةلڤس نل دعت م ڤنرأ داضم مسج
 م ادخت سلال دم تعم Rabbit Polyclonal Antibody
 عم ل عافت ڤ. WB، IHC-P، IF/ICC، ELISA
 ةدحو لا فدهت سڤ. ذرچ لاو راف لاو ناسن لا
 نزوب، موزاڤ تورب لل 7 عون لا نم افلا ةڤعر فلا
 للحت ڤف ةكاراشم لاو، نوتلاد ولفك 28
 ثا حبأل ڤلا ثم. ڤولخ لا مڤطن تل لاو نڤتورب لا
 موزاڤ تورب لا.

دي زملا فرعا[illegible]