

J- Wb، Ihc-P، Elisa ج- Cc2D1A ةليسنلا ددعت م بنراً داضم مسج - Q6P1N0

CM0024841: رصنع لاقر

ةمدقم

CC2D1A مضخة إلكترونية للبروتينات داخل مسج WB، IHC-P، ELISA،
بسمانم. درجة وأفضل عمعطاقتم لعافتمو
كباشمالة فيطو، تانيجال ميظنت ثابأل
PI3K. تاراشإو، بيصعلا

ديزملا فرعا

تفاصيل الدواء	معلومات الدواء
جنت من ماسا	CC2D1A بنرأ pAb
يخأءامس/اتطاحالم	Lgd2: MRT3: TAPE: Aki-1: FREUD-1: Freud-1/Aki1: CC2D1A
عونل	يرشب
م (يرشب) ل ج ل فرم	54862
ن ج ل فرم	54862
يعانم ل ص ت س الم	يرشب ال CC2D1A م 1-150 ن ي ن م أ ل ض ا ح أ ل ع م ق ف ا و ت ي ل س ل س ت ي ل ع ي و ت ح ي ف ل ت و م ي ج ا م د ن ي ت و ر ب (NP_060191.3)
م ر ص م ل	بنرأ
ف ة	ه ل س ن ل ا ة د د ع ت م ة ا ض م م ا س ج أ
ق ي ب ط ت ل	WB, IHC-P, ELISA
ع ط ا ق م ت ل ع ا ف ت ل	ذ ر ج ل , ر أ ف ل , ن ا س ن إ ل
SWISS	Q6P1N0
ن و ت و ر ب ل ل ي ئ ي ز ج ل ن ز و ل	ن و ت ل ا د و ل ي ك 104
ن ح ش ل	ج ل ت س ي ك