

J- Gnai3 J- Wb, If/Icc, Ip, Elisa - P08754

رخصنعل مقرر: CM0015154



ةمدقم

GNAI3 دض بنرأل نم لئاسنل ددعتم داضم Western blot، ل- هنم ققحتل مت، يرشبلل GNAI3 ىلع فرع تي. ELISA، و IP، و IF/ICC، و تاراشإ ةساردل بسانم؛ يرأفل او يرشبلل ايالخل ماسقناو G ني تورب.

ديزل فرعا

لماعل	هميقل
جتنملا مس	[KO] GNAI3 Rabbit pAb ققحتل مت
راعس م/س/اطاحال م	87U6; HG1A; ARCND1; ARCODS; I3
عونلا	ناسن
نيجل فرع م (GeneID)	2773
دصتسملا	(NP_006487.1) يرشبلل GNAI3 نم 1-354 ةنيأل اضاأل عم قفاوتي لسلست ىلع يوتحي بيكرتل داغم يجامدنا ني تورب.
ردصملا	بنرأ
ةئفلا	لئاسنل ددعتم داضأ
قبطتلا	WB, IF/ICC, IP, ELISA
عطاقتل اعافتلا	رأف، ناسن
SWISS	P08754
ني توربلا نزو	41kDa
نحشلا	جلت سيك