


Mab - Q92854 يرش ب ال Cd100/Sema4D ل داضم ب نرأ

رصنع ال مقرر: CM0005994



ةمدقم

طبترم نينرأل نم ةلېسننل يدأح داضم مسج يرش ب ال CD100/SEMA4D فدهتسي ، ب ةيعانم ال ةعانملل بسانم (Flow Cytometry) ايلالخل قفدتو (Immunofluorescence) تاراشإب ةقللعتم ال ثابألل ديم (Immunofluorescence) ةرح هو ، ةيعانم ال ايلالخل عيمجتو ، نيروفايمس ال ةبصع ال ايلالخل.

ديزملل فرع

لماعم ال	ةمي ال
جتنم ال مس	mAb يرش ب ال CD100/SEMA4D ل داضم ب نرأ
ةراعتسم ءامسأ/تاطحال م	SEMA4D; C9orf164; CD100; M-sema-G; SEMA; coll-4; semaphorin-4D
عون ال	ناسن
GeneID (ناسن)	10507
GeneID	10507
دضتسم ال	يرش ب ال 4D/CD100-نيروفايمس ال نم 22-734 ةني مأل اضاأع ال ع قفاوت لسلست يلغ يوتحي بيكرت ال داغم جامدن نيورب (NP_006369.3)
ردصم ال	ب نرأ
ةئف ال	ةلېسننل ةيدأح ةداضم ماسج
قيبطت ال	IF/ICC, FC
عطاقتم ال لعافت ال	ناسن
SWISS	Q92854
نيتورب ال نزو	82kDa/96kDa
نحش ال	جلت سيك