


Cd100/Sema4D مضتسم دض يبنرأ ةلئسنل يداأ داض م سح يعانم ال غبصتال/يعانم ال قلأتال ي ف مادختسالل يرشب ال Q92854 - يولخلال قفدتال سايق ،يولخلال

رصنعلال مقر: CM0004358



ةمدقم

نرتقم يبنرأ ةلئسنل يداأ داض م سح
يرشب ال CD100/SEMA4D مضتسم دض ةغبصت
ي ف مادختسالل هتجالص نم ققحتال مت
يولخلال قفدتال سايقو (IF/ICC) يعانم ال قلأتال
لبقتسم تاراشإ تاساردل بسانم (FC).
عجمتو ،ةبصعلال فايألأل ومن 4D نيروفاميس
عم لدابتم لكشب لعافت. ةيعانم ال ايالخلال
يرشب ال عونل.

ديزمالا فرع

ةمقلا	ةمقلا
جتنم ال مس	يرشب ال CD100/SEMA4D مضتسم دض يبنرأ ةلئسنل يداأ داض م سح
ءاسأل/اتاطحالال ءراعتسال	SEMA4D; C9orf164; CD100; M-sema-G; SEMA4; coll-4; نيروفاميس 4D
عونل	يرشب
م (يرشب) جال فرعم	10507
نجلال فرعم	10507
يعانم ال مضتسم ال	يرشب ال 4D/CD100 نيروفاميس نيوتورب نم 734 لىل 22 نم ةنيئمالا صامأال عم قفاوتل لسلست لىل عيوتحي فلتؤم يجامدنا نيوتورب (NP_006369.3)
رصم ال	بنرأ
ةفء	ةلئسنل يداأ ةداصم ال ماسأال
قبيطتال	IF/ICC, FC
لدابتال لعافتال	يرشب
زمر SWISS	Q92854
نيوتوربال نزو	نوتالاد وليك 96 / نوتالاد وليك 82
نحشال	جلت سيك