

و If/Icc و J- يرش ب ال Cd101/Igsf2 ج- ة ل ي سن ال ي دا ح أ داض م ب ن ر أ Fc - Q93033

ر ص ن ع ال م ق ر : CM0004441

ة م د ق م

ب ن ر أ ل ا ن م ة ل ي س ن ال ي دا ح أ داض م ال م س ج ل ا ذه
 يرش ب ال CD101/IGSF2 ف د ه ت س ي (V7, EWI-101)،
 ج- ب س ا ن م . ة ي ئ ا ت ال ا ي ال خ ل ر ث ا ك ت ل ط ب ث م و ه و
 IF/ICC ة ي ع ا ن م ل ا ت ا س ا ر د ل ا ي ف ا ي ال خ ل ق ف د ت و
 . ت ا س ا ي ا ق م ال ر ي و ط ت و

د ي ز م ل ا ف ر ع ا

ل م ا ع م ل ا	ة م ي ق ل ا
ج ت م ن ل م س ا	يرش ب ال CD101/IGSF2 ج- ة ل ي س ن ال ي دا ح أ داض م ب ن ر أ
ر ا ع ت س م م س / ا ت ا ط ا ح ا ل م	V7, IGSF2, EWI-101
ع و ن ل ا	ن ا س ن ا
(ن ا س ن ا) ن ي ج ل ا ف ر ع م	9398
د ض ت س م ل ا	(NP_004249.2) يرش ب ال CD101/IGSF2 ن م 21-410 ة ي ن ي م أ ل ا ض ا م ح أ ل ا ع م ق ف ا و ت ي ل س ل س ت ي ل ع ي و ت ح ي ب ي ك ر ت ل ا د ا ع م ي ج ا م د ن ا ن ي ت و ر ب
ر د ص م ل ا	ب ن ر أ
ة ئ ف ل ا	ة ل ي س ن ال ي دا ح أ داض م م ا س ج أ
ق ي ب ط ت ل ا	IF/ICC, FC
ع ط ا ق ا ت م ل ا ل ع ا ف ا ت ل ا	ن ا س ن ا
SWISS	Q93033
ن ي ت و ر ب ل ا ن ز و	115kDa
ن ح ش ل ا	ج ل ت س ي ك