

Rabbit Anti-Human Cd117/C-Kit Monoclonal Antibody For Flow Cytometry - P10721

رخصن عل مقرر: CM0012326



مقدم

فدهتسي بنراً نمة لئسنل ايداحاً داضم مسج مادختسالل عم قفارت م، يرشبل CD117/c-Kit لاجملا ىلع فرعتي. يولخل قفدتل ساقي في (aa 26-520). فلتؤملا تالبقتسملل يجرال يلاثم وهو، ةيرشبل ايلخل عم لعافت ي ايلخل او مدلل ةنوكملا ةيعذل ايلخل اثابأل ةنيدبل.

ديزملا فرع

راي عملا	ةمقلا
جت نمل مسا	Rabbit anti-Human CD117/c-Kit mAb
ةليدب ءامسأ/تاطحال م	PBT; SCFR; C-Kit; CD117; MASTC
عاونألا	Human
نيجلا فرعم	3815
دضتسملا	NP_000213.1) يرشبل CD117/c-Kit م 26-520 ةنيملأا ضامألا ىلغ يوتحي فلتؤم يجامدن نيئورب
ردصملا	Rabbit
ةئفلا	Monoclonal Antibodies
قيبطتلا	FC
عطاقملا لعافتلا	Human
SWISS	P10721
نيئوربل نرو	110kDa
نحشلا	Ice bag