


نيتورب ال دض يبنراً ةليسننل ديحو داضم مسج

P20333 - يولخل قفدتل سايقول يرشبل ال Cd120B/Tnfrsf1B

مصنوع ال مقرر: CM0006095



مقدم

نرتقم يبنراً ةليسننل ديحو داضم مسج يرشبل ال نيتورب ال فدهتسي رولفلاب ققحتل مت CD120b/TNFRSF1B (TNF-R2/p75). بسانمو، يولخل قفدتل سايقول هتيحالص نم، جمربم ال ايالخل توم، TNF تاراشإ ةساردل، يضيأل ميظنتالو.

ديزمل فرع

معمل ال	ميقول
جتنم ال مس	يرشبل ال CD120b/TNFRSF1B نيتورب ال دض يبنراً ةليسننل ديحو داضم مسج
ةليدب ءامسأ / تاطحالص	p75; TBPII; TNFBR; TNFR2; CD120b; TNFR1B; TNFR80; TNF-R75; p75TNFR; TNF-R-II
عون ال	يرشبل
فرع ال (يرشبل)	7133
فرع ال	7133
يعانم ال دضتسم ال	CD120b/TNFRSF1B (NP_001057.1) يرشبل ال نيتورب ال نم 257 إلى 23 نم ةينيأل اصامأل قباطم لسلسلتي عل يوتحي فلتؤم يجامدن نيتورب
ردصم ال	بنراً
ةفأ	ةليسننل ةديحو ةداضم الماسأل
قبطت ال	(FC) يولخل قفدتل سايق
لدابت الم لعافت ال	رشبل ع
SWISS تانايي ةدعاق	P20333
نيتورب ال نزو	نوتلاد وليك 48 / نوتلاد وليك 28
نحش ال	جلت سيكب