

P32004 - يرش ب ال Cd171/L1Cam ل- ةلي سننل ديحو داضم بنرأ رصن عل مقر: CM0004097



ةمدقم

ل- داضم بنرأ ةلي سننل ديحو داضم مسج
هتخص نم ققحتل مت يرش ب ال CD171/L1CAM
تانيعل ي ف (FC) ي ققحتل يولخل سايقلل
يولخل قاصتلال ءزج فدهتسي. ةيرش ب ال
روطتل ي ف مساح رصنع وهو، L1 ي بصعل
ةيكبشم ال ةنودلل او ي بصعل ال.

ديزمل فرع

راي عم ال	ةم ي ق ال
جتنم ال مس	يرش ب ال CD171/L1CAM ل- ةلي سننل ديحو داضم بنرأ
ةلي دب ءامس/اتاطحال م	S10; HSAS; HYCX; MASA; MIC5; SPG1; CAML1; CD171; HSAS1; N-CAML1; NCAM-L1; N-CAM-L1
عون ال	يرش ب
نيج ال فرعم	3897 (يرش ب)
يعانم ال دصتسم ال	(NP_000416.1) يرش ب ال CD171/L1CAM نيتورب نم 1120 ل 20 نم ةني مأل اضا مأل عم قفاوت ي لسلسل ي ل ع يوتحي فلتؤم يجامدن نيتورب
ردصم ال	بنرأ
فينصت ال	ةلي سننل ديحو داضم ال ماسحال
قبطت ال	FC
لدابت ال لعافت ال	يرش ب
SWISS	P32004
نيتورب ال نزو	نوتلاد وليك 140
نحش ال	جلت سيك