


قودتل يرشبل ال Cd171/L1Cam لـ ةللسنل اداأ داضم بنرأ P32004 - ايلال

مصنوع ال مرق: CM0008875



مقدم

بـ نرتقم نينرأ ال نم ةيبسنل اداأ داضم
ءيـ (يـرشل ال CD171/L1CAM فدهتسي
نم ققحتل ال مـ L1) يبصل ايلال ماصتلال
ثاأبأل بسانم و، ايلال قودتل هتالصل
، ةيبصل ايلال ةجـ و، باصلأل مولع
، ةيبصل ال ةنورمـ الو

ديزمـ فرعـ

لماعـ	همـقـ
جـنمـ مـسا	mAb يرشل ال CD171/L1CAM لـ داضم بنرأ
راعـسمـ مـسـ/اتـاطـالـمـ	S10; HSAS; HYCX; MASA; MIC5; SPG1; CAML1; CD171; HSAS1; N-CAML1; NCAM-L1; N-CAM-L1
عونـ	ناسـنـ
نـجـالـ فرعـمـ	3897
نـجـالـ فرعـمـ	3897
دضـتـسمـ	CD171/L1CAM يرشل ال نم 20-1120 ةينـمـألـ ضامـألـ عم قفاوتـي لـسـلـستـى لـع يوتـجـي بـكـرتـالـ داعـم يـجـامـدنـ نـتـورـب (NP_000416.1).
ردصـمـ	بنرأ
ةـفـا	ةللسنل اداأ داضم
قـيـطـالـ	FC
عـطـاقـمـالـعـافـتـالـ	ناسـنـ
SWISS	P32004
نـتـورـبـالـ نزو	140kDa/139kDa
نـشـالـ	جـلـتـسـيـكـ