

سايقل () يرشبل Cd177 - ةل س ن ل ا يداح ا داضم ب ن ر ا Q8N6Q3 - يولخل ا ق ف د ت ل ا

ر ص ن ع ل ا م ق ر : CM0010325

ة م د ق م

CD177 دض ب ن ر ا ل ا ن م ة ل س ن ل ا يداح ا داضم
يولخل ا ق ف د ت ل ا سايقل ع م ق ف ا ر ت م ، يرشبل
ل س و ك ي ل ج ل ا ب خ س ر م ل ب ق ت س م ي ل ع ف ر ع ت ي
ت ا ل د ع ل ا ب ص ا خ (GPI) ل و ت ي ز و ن ي ل ي د ي ت ا ف س و ف
ب س ا ن م . ة ج ه ل ا و ط ي ش ن ت ل ا ي ف ك ر ا ش م و
ض ا ر م ا ل ا و ، ت ا ب ا ه ت ل ل ا و ، ة ع ا ن م ل ا م ل ع ث ا ب ا ل
ة ي و م د ل ا .

د ي ز م ل ا ف ر ع ا

ل م ا ع م ل ا	ة م ي ق ل ا
ج ت ن م ل ا م س ا	mAb يرشبل Cd177 - ل داضم ب ن ر ا
ة ل ي د ب ا م س ا / ت ا ط ا ح ا ل م	CD177; HNA-2a; HNA2A; NB1; NB1 GP; PRV-1; PRV1; NB1GP; دض ت س م
ع و ن ل ا	ن ا س ن ا
م ج ل ا ف ر ع م	57126
ن ي ج ل ا ف ر ع م	57126
دض ت س م ل ا	CD177 (NP_065139.2) يرشبل ا م 22-407 ة ي ن ي م ا ل ا ض ا م ا ل ا ي ل ع ي و ت ح ي ب ي ك ر ت ل ا د ا ع م ج ا م د ن ا ن ي ت و ر ب
ر د ص م ل ا	ب ن ر ا
ة ل ا	ة ل س ن ل ا ة يداح ا داضم م ا س ا ج ا
ق ي ب ط ت ل ا	(FC) يولخل ا ق ف د ت ل ا سايقل
ع ط ا ق ت م ل ا ل ع ا ف ت ل ا	ن ا س ن ا
SWISS	Q8N6Q3
ن ي ت و ر ب ل ا ن ز و	15kDa/27kDa/46kDa
ن ح ش ل ا	ج ل ت س ي ك