

ق ف د ت ل ير ش ب ل ال Cd200/Ox2 ل ة ل ي س ن ل ا ي د ا ح ا د ا ض م ب ن ر ا ا ي ا ل خ ل ا - P41217

ر ص ن ع ل ا م ق ر : CM0008937

ة م د ق م

ع م ق ف ا ر ت م ب ن ر ا ل ا ن م ة ل ي س ن ل ا ي د ا ح ا د ا ض م
ن م ق ق ح ت ل ا م ت . ير ش ب ل ال CD200/OX2 ف د ه ت س ي
ت ا ن ي ع ي ل ع ا ي ا ل خ ل ا ق ف د ت ت ا ق ي ب ط ت ل ه ت ح ص
ز ي ف ح ت ل ا ي ف ق ي ق ح ت ل ل د ي ف م . ة ير ش ب
ا ي ا ل خ ل ا ط ا ش ن و ة ي ئ ا ت ل ا ي ا ل خ ل ل ك ر ت ش م ل
ط ق ف ي ث ح ب ل ا م ا د خ ت س ل ل . ة ي ع ا خ ن ل ا

د ي ز م ل ا ف ر ع ا

ل م ا ع م ل ا	ة م ي ق ل ا
ح ت ن م ل ا م س ا	ا ي ر ش ب ل ال CD200/OX2 ل ا د ا ض م ب ن ر ا (mAb)
ر ا ع ت س م م س ا / ت ا ط ا ح ا ل ا م	CD200; MOX1; MOX2; MRC; OX-2; ي ز ج CD200
ع ا و ن ا ل ا	ن ا س ن ا
ن ي ج ل ا ف ر ع م	4345
د ص ت س م ل ا	ف ل ت ؤ م ن ي ت و ر ب
ر د ص م ل ا	ب ن ر ا
ة ف ل ا	ة ل ي س ن ل ا د ي ح و د ا د ا ض ا
ق ي ب ط ت ل ا	(FC) ا ي ا ل خ ل ا ق ف د ت
ع ط ا ق ت م ل ا ل ع ا ف ت ل ا	ن ا س ن ا
SWISS	P41217
ن ي ت و ر ب ل ا ن ز و	30kDa/31kDa/32kDa
ح ش ل ا	ح ل ت س ي ك